

标本制备区恒温灭活仪

产品名称	标本制备区恒温灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

品牌——“福意联（FU.YI.LIAN）”一如惯往之真诚，为此我们深信“福意联（FU.YI.LIAN）”必会成为您优良的、可信赖的、长期的合作伙伴！高质量的产品源自严格的管理，福意联（FU.YI.LIAN）已通过ISO9001:2000质量认证体系，对全体员工进行了严格的质量知识和质量意识培训。产品型号为50升、66升、88升100升、138升、150升、230升、280升、310升、430升，温度调控范围广。

标本制备区恒温灭活仪特点介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，

即可达到设置温度要求。

- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优质的彩涂板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮, 止动底脚方便使用。

福意联标本制备区恒温灭活仪用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

标本制备区恒温灭活仪使用注意事项：

新购恒温箱初次使用注意事项1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶沿着边框的角往下吊,以调节恒温箱平衡。2、恒温箱的四个脚必需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变形,否则恒温箱不可四脚落地,恒温箱运输中很容易损坏后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是停机,7是强冷,0-6越来越冻。 b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4---24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5-15度。 c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。

勤发发