

# 武汉ABA ELISA试剂盒 武汉默沙克

产品名称	武汉ABA ELISA试剂盒 武汉默沙克
公司名称	武汉默沙克生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区南湖南路8号
联系电话	17740524216

## 产品详情

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

(3) 半衰期不同：BNP的半衰期是22分钟，而NT-proBNP的半衰期为120分钟。从临床检验的角度考虑，

NT-proBNP在体外相对较为稳定，ABA ELISA试剂盒，给检测带来方便，但从临床应用的角度考虑，BNP更短的半衰期更能及时反应患者病情变化，利于临床监测治疗1疗1效果，从而给临床带来更好的应用价值。

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

在双目解剖镜下，用灭菌的解剖针剥去幼叶露出生长锥，用灭菌的解剖针挑取带着两至三个叶原基的生长锥。

将挑好的茎尖移到MS+10.7 μ mol/L萘乙1酸(NAA)+4.4 μ mol/L6-苄基腺票呤(6-BA)的培养基上诱导愈伤组织形成，用封口膜将培养皿封好。

(4) 在恒温培养箱中，26℃ 下，培养六周，形成愈伤组织，经继代后，可用于生根培养

武汉默沙克生物?????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

### 3. 洗涤

材料经固定后，PBS或双蒸水冲洗约3小时。（20，30，30，60）

### 4. 脱水

材料依次经80%、90%、100%、100%各级乙醇溶液脱水，各30min

注意事项：

- (1) 脱水必须在有盖的玻璃品中进行，防止吸收空气中的水分。
- (2) 在更换高一级的脱水剂时，最好不要移动材料以免损坏，可用吸管吸出器皿中的脱水剂，再用吸水纸吸尽器皿内剩余液，然后于皿中加入高一级脱水剂。
- (3) 在低浓度酒精中，每级停留不宜太长，否则易使组织变软，助长材料的解体。
- (4) 在高浓度或纯酒精中，每级停留的时间也不宜太长，否则会使组织变脆，影响切片。
- (5) 如需过夜，应停留在80%酒精中。

武汉ABA ELISA试剂盒-武汉默沙克(图)由武汉默沙克生物科技有限公司提供。武汉默沙克生物科技有限公司(www.mskbio.com)有实力，信誉好，在湖北武汉的生物化工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进默沙克和您携手步入辉煌，共创美好未来！