

芬兰-Icare TA01i 眼压计

产品名称	芬兰-Icare TA01i 眼压计
公司名称	沈阳明威仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Icare 型号:TA01i 产地:芬兰
公司地址	辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路2号14-6（注册地址）
联系电话	13166712402

产品详情

芬兰-Icare TA01i 眼压计

创新、简易操作

Icare眼压计操作简单，通过常规眼压测量，能够检测出早期青光眼，并在日后监测中使用。眼压计具有操作简便、精确和高效的特性。

安全、无痛、卫生

Icare眼压计无需麻醉和消毒。因此，即使是大规模的筛查项目，患者的检查速度也是相当良好的。

Icare眼压计适用于所有类型患者

Icare眼压计的一次性探针接触角膜的力度很轻，且接触时间非常短，只有几分之一秒，患者几乎没有任何感觉。因此，即使是对儿童或痴呆症病患之类的患者实施检查，Icare眼压计也十分适用。

Icare产品在全球范围内（欧洲理事会、美国食品药品监督管理局、国家食品药品监督管理局等）皆获得官方认可，畅销于50多个国家。临床研究表明，Icare眼压计获取的数据完全可以和Goldmann压平眼压计(GAT)获取的测量结果媲美。

芬兰-Icare生产的产品是基于ISO 8612眼压计标准，且根据自身需求进行了临床试验。如今，Icare眼压计具有重量轻、手持式、便于携带的特性，受到全球专家的认可和推崇。Icare眼压计已满足成千上万用户

的使用，且人数仍在不断上升。

在任何情况下测量眼压，无论是专业人士亦或是非专业人士，Icare眼压计都具有可靠、精度高和可复现准确度的特性。

Icare眼压计的几种不同用途：

人类眼压测量法，适用于自我测量、筛查和诊断

兽用，比如：宠物和赛马

实验室研究使用

技术参数：

型号：TA01i

体积：13-32毫米（宽）* 45-80毫米（高）* 230毫米（长）

重量：155克（不带电池），250克（4节5号电池）

电源：4节5号电池

测量范围：7-50毫米汞柱

显示范围：0-99毫米汞柱（眼压估计超出测量范围）

精确度（相对于测压法的95%容许误差）： ± 1.2 毫米汞柱（20毫米汞柱）

重复性（变异系数）： $< 8\%$

显示屏精确度：1

显示单位：毫米汞柱

眼压计与患者之间不形成电连接

本设备的防触电保护等级为B

相对湿度10%~80%（不会凝结）

同时本公司销售icare（芬兰-爱科）TA011、TA03、TA022等型号手持回弹眼压计及icare TonoLab/icare TonoVet小动物（宠物）用眼压计。