

# 口罩快速检测以及检测标准机构

产品名称	口罩快速检测以及检测标准机构
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

### 医用外科口罩规范

医用外科口罩规范关键分成：YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》、YY 0469-2011《医用外科口罩》、GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》。这三个规范的应用领域和要求的差别以下：

#### YY/T 0969-2013

一次性使用医用外科口罩是对于一般医务人员应用的防护口罩。

此规范归属于医疗行业强制性规范，于2017年10月1日执行，规定对病菌过滤效率（BFE） 95%，且对防护口罩微生物菌种指标值有

表3 防护口罩微生物菌种指标值核对（无菌检测防护口罩三者均规定无菌检测）

#### YY 0469-2011

《医用外科口罩》由国家药品食品类监督管理局公布，为医疗行业、强制规范，二零一一年12月31号日执行。

此标准防护口罩的病菌过滤效率规定和YY/T 0969一致，但提升了细颗粒物的过滤效率（PFE） 30%和生成血夜透过特性规定

#### 表4 YY0469-2011 防护口罩的关键特性规定

GB 19083-2010

《医用防护口罩技术要求》由原我国质检总局、我国精细化管理联合会发布，二零一一年3月1日执行。

此规范主要是对防护力规定，针对非无菌检测防护口罩的微生物菌种指标值有一定的放开，并将口罩过滤高效率级别分成了1-三级

#### 表5 GB19083-2010 防护口罩的过滤效率级别及规定

注：该规范的检测总流量为  $(85 \pm 2)$  L/min，防护口罩的呼吸摩擦阻力不超过343.2Pa(35 mm H<sub>2</sub>O)。有生成血液透过规定：将1mL 生成血液以10.7KPa(80 mmHg)工作压力喷向防护口罩，防护口罩里侧不可出现渗入。