

酶联免疫试剂盒厂家 默沙克

产品名称	酶联免疫试剂盒厂家 默沙克
公司名称	武汉默沙克生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区南湖南路8号
联系电话	17740524216

产品详情

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

脑钠肽（Brain Natriuretic Peptide，BNP）又称B型利钠肽（B-type Natriuretic Peptide），是继心钠肽（ANP）后利钠肽系统的又一成员，由于它首先是由日本学者Sudoh等于1988年从猪脑分离出来因而得名，实际上它主要来源于心室。由于其1先从猪脑中分离，所以又称为脑钠素：BNP。后来在心脏中也分离出BNP且心脏分泌的BNP多于脑，心脏释放的BNP主要来自心室，但心室储存BNP较心房少。它与ANP均属于心脏利钠肽类，由于它们的发现使人们认识到心脏也是一种内1分泌器1官。

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

另取洁净的载玻片，捞起展开的切片，使其位于切片1/3处，另一端（磨边，粗糙的一端）磨面上标记或贴上标签，放于切片架上。

10. 脱蜡复水

将温箱温度调至65，待温度控制在60时，将切片连同切片架放入干燥的温箱内3-5小时至蜡融化。

之后，石蜡切片经脱蜡透明、脱蜡各20min，勿动（防治组织掉）此步为关键步，酶联免疫试剂盒厂家，请轻拿轻放。然后放入100%、95%、90%、80%、70%各级酒精溶液中各5min

11. 染色

切片放入苏木精中染色约10-30min。

染色时间应根据染色剂的成熟程度及室温高低，适当缩短或延长。室温高时促进染色，染色时间可短些，否则可适当延长时间，冬季室温低时可放入恒温箱中染色。

武汉默沙克生物技术有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

目前市场上的ELISA试剂盒质量参差不齐，如何去挑选适合自己的试剂盒就显得特别重要，具体有以下几点可供参考：

一、特异性

ELISA试剂盒的特异性与试剂盒的关键组分，抗体对有关，若抗体对其中之一为多抗，另一个必须为单抗，建议使用双单抗。

二、灵敏度

灵敏度反映的是试剂盒检出被检物质的最低量的能力，用户可根据自己样本中待检指标的量选择合适的试剂盒，如果待检指标量很低，一般的试剂盒不能满足要求，可选择高敏的ELISA试剂盒。

三、重复性

科学实验讲求重复性，一般ELISA试剂盒，其板内和板间变异系数应该控制在15%以内。

四、简便性

试剂盒在保证高质量数据的情况下，实验时间越短，操作越便利，越容易受到用户欢迎！这也不妨作为选择试剂盒的一个指标。

酶联免疫试剂盒厂家-默沙克(图)由武汉默沙克生物科技有限公司提供。武汉默沙克生物科技有限公司(www.mskbio.com)有实力，信誉好，在湖北武汉的生物化工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进默沙克和您携手步入辉煌，共创美好未来！