

elisa 武汉默沙克生物科技

产品名称	elisa 武汉默沙克生物科技
公司名称	武汉默沙克生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区南湖南路8号
联系电话	17740524216

产品详情

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

当你的检测指标是国内某个品牌试剂盒的热销产品，你可以大胆的选择国产试剂盒。一般而言，因为需要量较大，所以国内公司会用心做研发，优化，一般此类指标做的不错。武汉默沙克生物科技有限公司MSK牌试剂盒历经积累，检测的很多指标研发及优化已经达到了很高的标准，对科研实验来说完全不存在影响。热销产品数目基本满足国内客户的选择。同时当你的检测指标很少见，为了保证实验的准确性可以考虑如R&D类进口试剂盒。这样有方向性的选择试剂盒既保证了质量，又1大的节约了经费。

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

两种多肽都释放进入血循环。两者来源相同并且等摩尔分泌。因此，elisa，从理论上讲，检测BNP和NT-proBNP的临床应用结果是相同的。而且从多年的临床结果来讲，也并不存在太大的区别。

在临床中，从心衰诊断这个角度来讲二者是没有区别的。但不存在差异是不可能的，以统计学来分析两者的差异很小。美国《临床化学》杂志在2007年发表了一篇论1文，题目是《BNP和NT-proBNP在急慢性HF中的诊断精1确性比较》，经过大量的文献统计得出如下结论：BNP和NT-proBNP化验在急性和慢性HF的诊断上具有较高的诊断精1确性并具有较高的相关性。

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、

免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

三．实验材料

仪器设备：1．酒精灯、三角烧瓶，培养皿；2．镊子、剪刀、剖针；3．双筒解剖显微镜；4．光照培养箱或温室；

材料烟草无菌苗、豌豆幼苗。

试剂

(1) MS培养基，植物激素：NAA、6-BA等；

(2) 饱和漂液（次氯酸钠）；

(3) 70%酒精、100%酒精、酒精棉球；

(4) 无菌水

四．实验步骤

豌豆苗的茎尖培养

取发芽6天的豌豆幼苗10株，剪取1厘米左右的茎尖，浸入70%的酒精中1分钟，再浸入饱和次氯酸钠溶液中消毒15分钟，（此步以后要求无菌）用无菌水中冲洗5次，在灭菌的滤纸上吸干水分，放入灭菌的培养皿中。

elisa-武汉默沙克生物科技由武汉默沙克生物科技有限公司提供。武汉默沙克生物科技有限公司（www.ms-kbio.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的生物化工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进默沙克和您携手步入辉煌，共创美好未来！