

珠海农残速测试剂 原态生物科技农残试剂 食品农残速测试剂

产品名称	珠海农残速测试剂 原态生物科技农残试剂 食品农残速测试剂
公司名称	东莞市原态生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘温周路温塘中路76号四楼A区
联系电话	13713456074

产品详情

东莞市原态生物科技有限公司位于东莞市联益工业园区内，是国内的食品安全快速检测专家，农残速测试剂厂家，国内高新技术企业。

液相色谱法(High performance liquid chromatography, HPLC)是以液体为流动相，利用被分离组分在固定相和流动相之间分配系数的差异实现分离，珠海农残速测试剂，是在液相色谱柱层析的基础上，引入气相色谱理论并加以改进而发展起来的色谱分析方法。

农药残留速测试剂注意事项：市场上主要采用两种标准检测农残国家标准：GB/T5009.199-2003（南方居多）；农业标准：NYT448—2001(北方居多)；由于采用的标准方法的不同，取样量、检测程序和判定标准也有所不同，如国标法以抑制率 50%判定为阳性，而行业标准则以抑制率 70%判定为阳性。我们进行了大量的对比实验，发现在实际检测中，两种方法的终检测灵敏度是基本一致的。但是购买时需注意选择与检测标准相符合的农药残留速测试剂。

农残试剂配制缓冲液：取1包缓冲剂加入500mL蒸馏水或纯净水中，搅拌溶解制成磷酸缓冲液（pH7.6），常温保存。

显色剂：取1瓶显色剂加25mL缓冲液溶解，使用时取100 μL，4℃冰箱保存。

底物：取1瓶底物加12.5mL蒸馏水或纯净水溶解，使用时取100 μL，农残速测试剂价格，4℃冰箱保存；或取1瓶底物加2.5mL蒸馏水或纯净水溶解，使用时取20 μL，4℃冰箱保存。

胆碱酯酶：酶制剂无需配制，食品农残速测试剂，可直接取用，使用时取100 μL，4℃冰箱保存。

珠海农残速测试剂-原态生物科技农残试剂-食品农残速测试剂由东莞市原态生物科技有限公司提供。东莞市原态生物科技有限公司（www.dgytbio.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。原态生物科技——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市东城街道温塘温周路温塘中路76号四楼A区，联系人：陈先生。同时本公司（www.yuantai3.com）还是从事检测试剂盒，农残检测试剂盒，速测农残试剂盒的厂家，欢迎来电咨询。