

(干式灭活)核酸分子杂交仪

产品名称	(干式灭活)核酸分子杂交仪
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

依据--病毒实验室生物安全指南(二版)--,进行病毒核酸检测,实验室需符合以下生物安全要求

- 1、暂按照病原微生物危害程度分类中二类病原微生物进行管理
- 2、建议56度30分钟灭活后,再进行核酸检测

2020年4月22日,中央下铁令,坚决防止疫情反弹,在常态化防控中推进复工复产达产和经济社会秩序恢复,要在范围大规模开展核酸和抗体检测。

北京福意联公司竭诚欢迎海内外各界朋友在互惠互利的基础上,谋求广泛的合作与发展。产品品质的提升,是我们努力的方向;品牌的增值,是我们3大的希望;您的满意就是我们3大的心愿!

(干式灭活)核酸分子杂交仪 参数:

4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸430×488×535
内部尺寸370×380×425 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸480×470×843
内部尺寸405×365×733 容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸540×543×830
内部尺寸465×428×724 容量138L2-8 (-20)恒温、冷藏系列FYL-YS-66L
外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542 容量62LFYL-YS-88L
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870 内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L
外形尺寸595×570×1445 内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L
外形尺寸595×680×1805 内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L
外形尺寸595×571×1200 内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L

外形尺寸595 × 680 × 1293 内部尺寸513 × 530 × 1184 容量310LFYL-YS-828L
外形尺寸1265 × 680 × 1830 内部尺寸 1265 × 680 × 2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445 × 860 × 1990
内部尺寸 1445 × 860 × 2220 容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L
外形尺寸595 × 570 × 879 内部尺寸506 × 426 × 636 容量150LFYL-YS-281L
外形尺寸595 × 570 × 1460 内部尺寸508 × 427 × 1215 容量280LFYL-YS-431L
外形尺寸677 × 597 × 1710 内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L

福意联（干式灭活）核酸分子杂交仪 型号用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

（干式灭活）核酸分子杂交仪用途：

56 恒温灭活仪用途：福意联56 恒温灭活仪以其杰出的可靠性及性能，为保存及科研域的各种应用提供了理想的保存环境。在医疗域，用于药品、试剂、药品、诊断标本等。在生物科技研究域，56 恒温灭活仪能够保存附研究用的酶、培养基、试剂以及生物标准等。在生物工程、化工域工业域，低温实验提供了理解的环境

56 恒温灭活仪适用范围56 恒温灭活仪适用范围：福意联解决医疗恒温设备。十年致力于医疗恒温。打造56 恒温灭活仪。已成功为675家医用提供服务！已成为医用恒温域跑者！主要用于医用、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。