

# 山东翘华 太原一次性使用病毒采样管

产品名称	山东翘华 太原一次性使用病毒采样管
公司名称	山东欣瑞健康服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区华光路58号中房大厦C座603室
联系电话	15315228668 15315228668

## 产品详情

- 1、采样拭子采用尼龙纤维拭子。相比于常规纤维拭子，样品易被纤维团内间隙截留，即样品被渗透、稀释、截获在纤维内。尼龙纤维拭子采用了独特的喷射式植入尼龙绒毛技术，具有出众的样本采集释放能力，专业生产一次性使用病毒采样管厂，释放率能达到90%，远高于纤维拭子。
- 2、采样液添加了牛白蛋白，能保护病毒样本，提高分离率。

山东翘华有限公司（以下简称翘华）是一家集研发、生产、销售、安装调试、售后服务于一体的专业化公司。公司拥有净化消毒及智慧两大业务板块。

### 【样本要求】

新鲜采集的临床标本应在2-8℃下48小时内运送至实验室，未能48小时送至实验室的，一次性使用病毒采样管生产厂家，应置于-70℃或以下保存。

标本送至实验室后应尽快接种分离，太原一次性使用病毒采样管，48小时内能接种分离的可置于2-8℃保存。如未能接种的应置于-70℃或以下保存。

### 【储存条件及有效期】

储存条件：室温 有效期：12个月

山东翘华有限公司（以下简称翘华）是一家集研发、生产、销售、安装调试、售后服务于一体的专业化公司。公司拥有净化消毒及智慧两大业务板块。

#### 【、注意事项、警示、提示性说明】

1.使用病毒采样管采样应尽快送检，采集后立即进行2-8℃低温运输，病毒样本可置2-8℃短期放置48小时;长期保存应放置-20℃以下的低温条件，一次性使用病毒采样管哪家正规，-70℃或-196℃保存。其中病毒颗粒对于-20℃比较敏感，需要低于-20℃保存，如采样后不立即低温运送，或未置于规定温度保存，将会影响病毒后期的分离阳性率。

2.病毒采样管仅用于病毒类样本的采样，严禁用于细菌样本的采样，采样液本身所含对细菌有抑制作用。

山东翘华-太原一次性使用病毒采样管由山东欣瑞健康服务有限公司提供。山东欣瑞健康服务有限公司（[www.qiaohuayiliao.com](http://www.qiaohuayiliao.com)）是山东淄博,过滤器、过滤设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东欣瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东欣瑞更加美好的未来。