

天水一次性使用病毒采样管 选择山东翹华

产品名称	天水一次性使用病毒采样管 选择山东翹华
公司名称	山东欣瑞健康服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区华光路58号中房大厦C座603室
联系电话	15315228668 15315228668

产品详情

b) 咽拭子：用采样头擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁，将采集好的标本浸入采样液中，多出部分折断丢弃，旋紧采样管盖。

c) 支原体、衣原体、脲原体标本采样：男性：用采样头插入约2cm处旋转，停留片刻后退出，将采集好的标本浸入采样液中。女性：抹去口粘液，用采样头插入管1-2cm取样，将采集好的标本浸入采样液中，多出部分折断丢弃，天水一次性使用病毒采样管，旋紧采样管盖。（图）

病毒采样管成分及检验原理：

- 1、多种联合，具有广谱抗细菌和抗真菌的作用。
- 2、牛白蛋白（BSA）作为蛋白质稳定剂，可在病毒的蛋白质外壳形成一种保护膜，使其不易分解，保证病毒的完整性。
- 3、Hank's缓冲液构建的中性环境，有助于增加病毒的生存时间和稳定性。

山东翹华有限公司（以下简称翹华）是一家集研发、生产、销售、安装调试、售后服务于一体的专业化公司。公司拥有净化消毒及智慧两大业务板块。

【注意事项】

致病菌标本采集后，应使一次性采样棉签完全插入保存液中，以使致病菌保留。

采集标本必须保证新鲜，一次性使用病毒采样管厂家，及时送检，一次性使用病毒采样管报价单，以免致病菌。

禁止使用包装破损及过有效期的产品，一次性使用病毒采样管生产厂家，以防污染。

注：本一次性使用病毒采样管用于体外诊断之用，不可用于人体或动物内服外用。若吞

食可导致严重事件；睛和皮肤有一定的刺激性，若不慎溅入眼睛即用清水冲洗。

天水一次性使用病毒采样管-选择山东翘华由山东欣瑞健康服务有限公司提供。山东欣瑞健康服务有限公司（www.qiaohuayiliao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东欣瑞——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市张店区华光路58号中房大厦C座603室，联系人：吴经理。