

输液液体恒温箱规格和介绍

产品名称	输液液体恒温箱规格和介绍
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78259.00/台
规格参数	厂家:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

输液液体恒温箱规格和介绍公司说明-

手术中的病人本身的体质就是非常弱，体温偏低，所以在注射药品时，药品的温度也是起到关重要的一步，温度过低会使手术中的病人发生生命危险，并引发低温症。所以手术室中的药品保持在人体正常的温度37℃，保证病人的生命安全，也给病人起到身体保温的作用，更加保证了手术的成功率。手术室医用液体加温箱，主要用于医用、手术室、门诊、急救、放射科，肾内科，等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液 甘露醇,冲洗液，医用盐水等。

输液液体恒温箱规格和介绍用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

输液液体恒温箱规格和介绍公司说明：

北京福意电器有限公司成立于1999年，是开发、生产、为一体的具有优良法人资格综合性公司。公司产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20℃ 冰箱、车载冷藏箱等产品。

输液液体恒温箱规格和介绍产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包

装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

输液液体恒温箱规格和介绍售后：

1. 售前售后：产品前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供现场讲解和咨询售后。
2. 售后售后：产品后有专员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。
3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。4. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。

输液液体恒温箱规格和介绍相关-低体温危险因素

1.4.1手术间温度病人进入手术间前30分钟，将手术间温度调25~27℃。1.4.2覆盖物患者送入手术室后，对患者加盖毛毯，减少身体皮肤暴露。对于年龄大，基础疾病多的患者可以采用双层或多层覆盖。对不施手术部位用保暖性能好的被服遮盖，避免弄湿被服，保持手术床干燥，1.4.3手术消毒手术野皮肤消毒时要快，尽量缩短暴露时间。手术视野周围皮肤采用粘贴巾覆盖，减少汗腺水份的蒸发。此外可以采取Betadine消毒液替代挥发性的消毒液。1.4.4静脉输液及手术野冲洗使用加温后的液体对患者进行静脉输注，加热方式可以采取水浴箱加热。使用大量生理盐水冲洗手术野，会腹腔脏器体温丢失过多，引起体温下降。1.5保温护理措施1.5.1调节手术间温度在病人进入手术间前30分钟，将手术间温度调22~24℃，湿度40%~60%。有学者认为手术室环境温度直接全麻病人的核心温度，温度调节在22℃左右，能有效延缓病人体温下降。柯丹等发现将室温提高可以缓解病人体表温度的下降。1.5.2覆盖物研究[5]指出单层覆盖物即能降低人体30%的散热量，术中在非手术区域的四肢和躯干用暖棉被等覆盖以减少散热。1.5.3静脉输液体研究认为将液体加温37℃预防低温引起的肢体发凉、寒冷。1.5.4加强体核温度监测患者接受全身麻醉后，体温调节收到抑制，造成机体体表温度与核心温度出现偏差。护士应该加强对核心温度的监测，如测定直肠温度来确定患者是否发生低体温。1.5.5充气保温疗法采用充气式充气毯，对人体背部、臀部，大腿，小腿进行保温。

勤发发