

车载水样低温冷藏运输设备

产品名称	车载水样低温冷藏运输设备
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-30L 温度:-25~10
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意联是服务于生命领域的现代企业。拥有的销售和服务。经营范围：主要经营仪器设备、设施：包括生命学科的科研、教学、生产等相关仪器设备及其附属设施；主要包括恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备；

车载水样低温冷藏运输设备产品简要介绍：

以上介绍是车载水样低温冷藏运输设备 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

1、产品结构为卧式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，可实时观察箱内温度。4、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。5、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。用途：1、在医疗领域：、针剂、液制品、特殊等的保存及长途运输。2、侦破：对生物体的防腐和保存移动。3、领域：对试剂、标本、水样等保存并运输。清洁及保养

? 清洁和冰箱之前务必将电源线从插座中拔出。?
不能用水冲洗冰箱或放在水盆水池中清洗冰箱。?
禁止使用刷子、洗涤垫、坚硬锋利工具除霜或清理冰箱内物体。?
应定期用湿布清洁冰箱内部。

车载水样低温冷藏运输设备产品参数

车载冷链运输系列：

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LL	70w	-12 ~10	430 × 480 × 510mm	23KG
FYL-YS-100LL	480 × 490 × 840mm		25KG	
FYL-YS-18A	35W	-25 ~ 25	520 × 270 × 360mm	9.5KG
FYL-YS-30L	45W	-25 ~ 10	560 × 400 × 398mm	18KG
FYL-YS-45L	50w	650 × 400 × 430mm	20KG	
FYL-YS-60L	55w	650 × 400 × 520mm	22.5KG	
FYL-YS-108L	60w	605 × 570 × 932mm	27.5KG	
FYL-YS-158L	955 × 585 × 825mm		37KG	
FYL-YS-178L	75w	965 × 520 × 855mm	39KG	
FYL-YS-228L	85w	1040 × 630 × 910mm	54KG	1048 × 560 × 905mm

其实就是需要冷藏的，需要冷藏的都是冷链运输。说明书中，都有该的储存方法，储存方法：冷藏的需要2—8度储存、运输。冷藏的（冷链运输）包括：有的生物制品，有的液制品，有，部分活菌制剂，部分眼用制剂，部分抗肿瘤药物等等。以具体哪些需要冷链运输，要看说明书。

具体需要冷链运输的有：如：重组人及有制剂，重组人、刺激因子、盘液、生长激素及类似物、促红素及类似物等等。人白蛋白、球蛋白、人免疫球蛋白、人、冻干粉、冻干人等等。破伤风抗毒素、甲乙肝、等等各种。金双歧片、注射液、酒石酸长春瑞滨注射液、C溶液、注射液、胶囊、注射液、软胶囊、注射用苯磺顺、注射用醋酸、注射用、注射用、注射用、注射用头孢咪

、注射用头孢派酮钠、注射用胸腺法新、注射用盐酸、注射用。等等。冷链：是指对贮藏、运输有冷藏、冷冻等温度要求的。如使用量较大的液制品、各种、等，绝大多数冷链对贮存和运输的过程都需要在严格限制的指标和保有效期和药效不受损失的情况下进行，其中重要的就是不间断的保持低温、恒温状态，使冷链在出厂、转运、交接期间的物流过程以及在使用单位符合规定的冷藏要求而不“断链”

；冷处：是指温度符合2~8 的贮藏和运输条件；

冷冻：是指温度符合-10~-25 的贮藏和运输条件；

阴凉：是指温度符合0~20 的贮藏和运输条件；

常温：是指温度符合0~30 的贮藏和运输条件； 温度对质量有很大的影响，过高或过低都能

使变质失效而造成损失。尤其是生物制品、液制品、类、及大部分靶向制剂和单克隆抗体只能储存在合适的规定温度范围内，以尽可能把温度对质量的影响减到小。温度过低，会出现被冻结而产生冻融(冻融是指由于温度降到零度以下和升至零度以上而产生冻结和融化的一种物理和现象)过程，导致部分性状发生变化，进而有可能使变性或者失效。

承诺：1、我公司在本次报价文件中的有设备产品均为全新原装设备。2、自设备验收合格之日起按承诺对本项目的设备提供保修服务；3、将不定期上门巡检或致电访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；