

PCR快速检测试剂 原态生物科技

产品名称	PCR快速检测试剂 原态生物科技
公司名称	东莞市原态生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘温周路温塘中路76号四楼A区
联系电话	13713456074

产品详情

农药残留检测附加说明：

速测卡对农药非常敏感，测定时如果附近喷洒农药或使用卫生去虫剂，以及操作者和器具沾有微量农药，都会造成对照和测定药片不变蓝。

红色药片与白色药片叠合反应的时间以3min为准，3min后蓝色会逐渐加深，PCR快速检测试剂批发，24小时后颜色会逐渐退去。

执行标准：Q/HD ZDR003-2009

保存条件和有效期：

- 1、农药残留检测卡开封前需4℃冷藏保存，保质期12个月。
- 2、农药残留检测卡开封后可短时间4℃冷藏保存，应尽快用

液相色谱法液相色谱法(High performance liquid chromatography, HPLC)是以液体为流动相，利用被分离组分在固定相和流动相之间分配系数的差异实现分离，是在液相色谱柱层析的基础上，引入气相色谱理论并加以改进而发展起来的色谱分析方法。样品的抑制率在40~50%之间为可依靠农残超标样品，抑制率大于50%为农残超标样品，PCR快速检测试剂，表明被测样品的农药残留毒性可能超过安全的界定标准，建议用气相色谱等仪器分析法作进一步的确认。

蔬菜农残检测卡检测原理：蔬菜农残检测卡采用酶抑制法，PCR快速检测试剂价格，胆碱酯酶对底物分解反应的催化能力与其活性成正比。而蔬菜中的农药对胆碱酯酶的活性起抑制作用，抑制

程度的大小与农药的残留毒性成线性相关。因此，通过蔬菜农残检测卡测试蔬菜样品与胆碱酯酶作用前后催化反应的速率变化，即可测试胆碱酯酶的活性变化，从而计算出抑制率，通过抑制率可以判断出样品中是否有高剂量有机磷类农药的存在。

PCR快速检测试剂-原态生物科技(推荐商家)由东莞市原态生物科技有限公司提供。东莞市原态生物科技有限公司 (www.dgytbio.com) 在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，原态生物科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。同时本公司 (www.yuantai5.com) 还是从事快速检测试剂，农残测定试剂，农残测试剂的厂家，欢迎来电咨询。