

# ELISA试剂盒 武汉默沙克 TGF 1试剂盒

产品名称	ELISA试剂盒 武汉默沙克 TGF 1试剂盒
公司名称	武汉默沙克生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区南湖南路8号
联系电话	17740524216

## 产品详情

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

4. 请每次测定的同时做标准曲线，1好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本OD值大于标准品孔的OD值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（n倍）后再测定，计算时请后乘以总稀释倍数（ $\times n \times 5$ ）。
5. 封板膜只限一次性使用，湖北ELISA试剂盒，以避免交叉污染。
6. 底物请避光保存。
7. 严格按照说明书的操作进行，PDGFELISA试剂盒，试验结果判定必须以酶1标仪读数为准。
8. 所有样品，AIFELISA试剂盒，洗涤液和各种废弃物都应按传1染物处理。
9. 本试剂不同批号组分不得混用。

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

- 1、染色过强 原因 解决办法 抗1体的浓度过高或抗1体孵育时间过长

降低抗1体滴度（一般指浓缩性抗1体）抗1体孵育时间：室温1小时或4 过夜  
孵育温度过高，孵育温度超过37 一般室温20-28 DAB显色时间过长或DAB浓度过高  
显色时间不能超过5-10分钟，以显微镜下观察为准 2、非特异性背景染色原因 解决办法  
操作过程中冲洗不充分 每步冲洗3×5 组织中含过氧化物酶未阻断  
可再配置新鲜3%H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>封闭，孵育时间延长 组织中含内源性生物素 正常非免疫动物血1清再封闭  
血1清蛋白封闭不充分 延长血1清蛋白封闭时间

武汉默沙克生物????科技有限公司是一家专门从事生物制剂研发与生产的企业。目前可提供各种抗1体、免疫学试剂盒、生化试剂、ELISA试剂盒、分子生物学试剂等多用途多属种的高品质产品，服务涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学等生命科学领域。

ELISA试剂盒在国内有许多种叫法，例如：ELISA检测试剂盒、ELISA Kit、酶联免疫试剂盒、酶联免疫吸附测定试剂盒、酶联免疫分析试剂盒、酶免试剂盒等，比较常见的叫法是ELISA检测试剂盒、酶联免疫吸附测定试剂盒等。ELISA试剂盒自从60-70年代问世以来，得到全世界科研工作者的认可及推崇，在欧美及中国获得很大的推广，尤其是国内生化领域的长足发展。

ELISA试剂盒-武汉默沙克-TGF-1试剂盒由武汉默沙克生物科技有限公司提供。武汉默沙克生物科技有限公司（[www.mskbio.com](http://www.mskbio.com)）位于武汉市东湖新技术开发区南湖南路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前默沙克在生物化工中享有良好的声誉。默沙克取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。默沙克全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。