

2-8 用福意联冰箱

产品名称	2-8 用福意联冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

用冰箱公司简介

用冰箱公司产品介绍

我们聘用的技术人员，加上严格的管理制度使公司产品品质一直保持行业前列。并在国内形成了制造、销售及服务一条龙的经营体系，在业内享有突出的贡献。我们秉着以德敬人、以诚立人”的宗旨，企业倡导追求扎实的质量关：“让消费者****的精工产品”。

用冰箱图片

用冰箱产品特点

多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。大屏幕数字显示温度，便于观察。宽电压带，适合电压不稳定地区。适合环境温度-10 ~45 ，湿度60%以下地区使用。发泡箱体，透明真空钢化玻璃门箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

性能特点：

1、控温原理：无氟环保压缩机制冷，PTC热补偿功能。不受环境温度影响，采用高性能低噪音风扇进行风循环均匀快速。

2、温度范围：2 - 48 /4~38

3、温控方式：微电脑控温系统，可每度调温，直观明了，操作简单

4、故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。

5、玻璃门：玻璃门均采用中空钢化玻璃，牢固安全。实行国家三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

用冰箱产品参数

-----型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm
-----型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

用冰箱售后

售后服务承诺：

一、目的：为了更好地为顾务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。

二、坚持“质量、用户”的经营思想，将售后服务工作，提高到与产品质量要求同步。

三、与供货方签订协议时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。

四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门领导，提出改进措施，并组织实施。

五、对顾客来信、来电、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。

六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。

七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。

八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。

九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。

冲剂类药品，由于在制作过程中添加了大量糖分，受热易发黏、结块，密封不严还易生虫，所以，如发现冲剂、散剂、颗粒剂药品出现结块、变硬、变色，蜜丸药品出现干硬、开裂、发霉时，表明药品不能够再服用。