

## 2 ~ +48 台式恒温箱

产品名称	2 ~ +48 台式恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74502.00/台
规格参数	厂家:福意联医用恒温箱 温度:150-430L 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 2 ~ +48 台式恒温箱公司说明-

随着医疗卫生的发展，围手术期低体温已引起医务人员的高度重视。福意联手术室恒温箱，加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

2 ~ +48 台式恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 2 ~ +48 台式恒温箱公司说明：

福意联公司以更高的产品和售后，赢得客户大的满意为，依靠优良的现代企业管理不断深化企业内部改革，优良推行质量保证体系。提高产量，发扬“做事以善为先，经营有章可循”的理念，坚持“诚信为本”方针，以自己从中国走向。

### 2 ~ +48 台式恒温箱产品参数：

-----产品型号  
容积大小 温度范围  
外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L  
温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
 -----型号:FYL-YS-828L 828L  
 温度:2-48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2-48  
 外型尺寸:1267\*680\*2105mm -----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L  
 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100  
 外型尺寸:595\*675\*1795mm-----

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

## 2~+48 台式恒温箱售后：

1、售后:快速、果断、准确、周到、彻底2、售后目标:售后质量赢得用户满意3、售后效率:保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。4、售后原则:产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

## 2~+48 台式恒温箱相关-预防低体温的保温护理措施 1.

加强病人温度监测:对手术病人常规监测体表温度，维持体温在36 以上。 2 . 保暖：接送患者术前任何时候都不要暴露患者，尽可能避免通过寒冷的过道。患者在进出手术室的途中，应给予足够的包裹，使之与周围的冷空气隔离。 3 . 规范手术室的温度：手术室温度太高，会增加细菌繁殖，造成手术创口污染，手术室温度保持在22 —25 ，相对湿度40% ~ 60%为宜，新生儿及早产儿手术室将室温保持在27—29 。

4 . 术中在非手术区域的四肢和躯干用棉被、肩垫、手臂保暖棉垫等覆盖以减少散热。 5.

新生儿辐射保温台：辐射台温度调 28

，将剖腹产出生的新生儿用小被子包好，放在辐射台上，为其保温。