

干烤灭菌箱，干烤箱PCR实验室

产品名称	干烤灭菌箱，干烤箱PCR实验室
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	同类产品名称:灭活箱/灭活仪 公司:福意联 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

当前核酸检测主要针对的是新型冠状病毒基因组中开放读码框1ab（ORF1ab）和核衣壳蛋白（N）编码序列。同一份标本中ORF1ab和N基因同时阳性，可确诊新型冠状病毒感染。如果出现单个靶标阳性的检测结果，则需要重新采样检测。

干烤灭菌箱，干烤箱PCR实验室公司说明-

北京福意电器有限公司是一家为医疗、化工、食品、等提供优良恒温冷藏保存设备，，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，实验室恒温箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。

福意联干烤灭菌箱，干烤箱PCR实验室用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物冰箱样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒蛋白质变性：能使蛋白质变性的化学制剂都能使病毒灭活，加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。用于新病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。

干烤灭菌箱，干烤箱PCR实验室型号说明：

干烤灭菌箱，干烤箱PCR实验室参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

干烤灭菌箱，干烤箱PCR实验室售后说明：

1、售后:快速、果断、准确、周到、彻底2、售后目标:售后质量赢得用户满意3、售后效率:保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。4、售后原则:产品保修期为十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

干烤灭菌箱，干烤箱PCR实验室相关：临床微生物冰箱的血培养标准化是实验室中实验结果可靠性的重要影响指标之一，血培养阳性属于微生物冰箱实验室危急值的报告项目。当有微生物冰箱进入人体并侵入时，微生物冰箱会滋生繁殖细菌，使得机体不能够很好地清除这些微生物冰箱，导致机体出现异常状况。患者可能会出现菌血症或者是真菌血症，为患者的日常生活带来诸多不便，此时医护人员需要为患者进行采血，并对患者的进行培养。本文先介绍了微生物冰箱培养的总体要求，其次介绍了微生物冰箱培养的要求、采血的要求、以及运送要求，后介绍了培养基的培养周期。

勤发发