

ErgoOne 欧美移液器 长沙移液器

产品名称	ErgoOne 欧美移液器 长沙移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

STARLAB手动移液器的规格范围？

STARLAB手动移液器的规格范围？

STARLAB德国设计制造原装进口可调量程单道与多道移液器量程范围：

1、对于可调量程单道移液器，目前，常见的量程范围有0.1~2.5 μ L、0.5~10 μ L、2~20 μ L、5~50 μ L、10~100 μ L、20~200 μ L、100~1000 μ L、500~5000 μ L；

2、对于可调量程多道移液器，目前，常见的量程范围有0.5~10 μ L、5~50 μ L、10~100 μ L、20~200 μ L、30~300 μ L；

ErgoOne单通道手动移液器都包括哪些规格？

ErgoOne单通道手动移液器都包括哪些规格？

德国制造原装进口的ErgoOne手动单通道移液器全系列包括8个规格，分别是0.1-2.5ul、0.5-10ul、2.0-20ul（小连接头）、2.0-20ul（标准连接头）、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul等8种规格供用户选择！其中需要注意的是2.0-20ul具有两种不同的连接头，其中小连接头的采用的是不锈钢的微型连接头，长沙移液器，适配小口径的20ul的移液头（移液器吸头、移液器管嘴），标准连接头的采用的是塑料的大口径连接头，适配通用的口径吸头。

STARLAB手动移液器如何调节容量？

很多用户在首次使用STARLAB手动移液器时，不会调节容量，无论怎么旋转容量调节按钮，可是计数器的数字就是改变！这其实是因为STARLAB手动移液器设计有容量锁定功能导致的，调节容量时，进口移液器，需要将容量调节按钮向上用力拉出，欧美移液器，当听到咔哒声后即表示解开X锁定

，此时即可调节容量，容量设定好后，在首次移液操作时，德国移液器，当容量调节钮被压下的同时，容量调节也就被锁定了，此时容量不可调节！

ErgoOne(图)-欧美移液器-长沙移液器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司（www.xsappar.com）在实验仪器装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，胥硕仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。