

可使用培养瓶回转培养 三维细胞培养系统 回转培养

产品名称	可使用培养瓶回转培养 三维细胞培养系统 回转培养
公司名称	苏州乾芸仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市金枫南路1258号金桥工业园D栋4楼
联系电话	13862149980

产品详情

RSOC-GRS2100系列回转培养系统的质保？

RSOC-GRS2100系列回转培养系统的质保？

产品提供1年质保，质保日期自用户签收产品后0天开始计算。在质保期限内，发生的产品质量问题且可判定为非人为原因导致的，回转培养，依据国家相关规定免费给予维修、更换，除此以外，回转培养可使用培养瓶，将收取一定的费用。What are the key difference between RSSC-SC type and the other types, such as RCCS-D/RCCS-H。易损、易耗件不属于质保范围。我司承诺在接到用户的问题反馈后48小时内给予回复，节假日可能有所延迟。本系统贴有防拆封标签，如防拆封标签存在揭开痕迹或损毁、遗失，则质保自动失效。因此，在质保期内，如系统出现任何异常，请及时联系我司，请勿擅自拆卸。即便已过质保期，当设备出现异常时，也建议用户联系我司检测、维修。针对部分有需求的用户，可使用培养皿回转培养，我司亦提供有偿延保服务，用户可通过支付一定的费用延长质保期限，具体请与我司联系。

普通培养皿是否可以用在RSOC-GRS2100系列回转培养系统中？

普通培养皿是否可以用在RSOC-GRS2100系列回转培养系统中？

有用户问，现在的转壁式生物反应容器太贵了，用于实验成本太高，是否可以使用普通的培养皿在RSOC-GRS2100系列回转培养系统上从事回转培养研究呢？答案是肯定的！通过使用我们的专用的培养皿适配器，即可以方便地将普通的培养皿放在RSOC回转培养系统中使用，目前，我们提供的适配器支持常见的60mm或100mm的培养皿，可使用培养瓶回转培养，对于部分品牌的90mm的培养皿同样可适配。以下联接为成功运用RCCS生物反应器进行3D细胞培养的各种不相同研讨的文献。

RSOC回转培养系统的回转座介绍

旋转基座又称旋转座，为本系统的关键组成部分，主要用来驱动培养皿、培养瓶或回转反应器。目前，所有型号旋转座均配有2只接驳端口用于连接扩展配件或回转反应器。

接驳端：2只/台

尺

寸：同时安装两只直径不超过100MM培养皿适配器或等同尺寸的回转反应器或2只T25培养瓶适配器。

规格：分同向同步、同向异步和异向异步三种。

可使用培养瓶回转培养-三维细胞培养系统(在线咨询)-回转培养由苏州乾芸仪器科技有限公司提供。The Dseries(disposable)offerstheresearchertheabilitytoculturecellswithour10mLor50mLdisposablevessels。苏州乾芸仪器科技有限公司（www.genintech.com）为客户提供“三维细胞培养,TPP耗材,PCR操作台,可降解支架,离心机”等业务，公司拥有“RCCS,SYNTHECON,TPP,Biotix,Neua”等品牌，专注于实验仪器装置等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。