

湖州人造板甲醛含量检测

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 湖州人造板甲醛含量检测 |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

产品详情

如果消费者对这一块比较重视，或者品牌方有企业内部标准的话，可以在产品的外包装对应标签标明：E1级（本品经实测甲醛释放量 0.5mg/L），以此表明自己的产品已经全部达到E0级标准。

甚至标明E1级E1级（本品经实测甲醛释放量 0.2mg/L），以此表明自己的产品不只达到E0级标准，更远远优于E0级。其实想说的是：检测标准是一个参考的因素，但还是要以产品实际外包装标识为准，这个是国家的法律硬性规定。

本套板材甲醛检测设备满足按照“穿孔萃取法”板材甲醛释放量检测的国家标准《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法》《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，能满足E1、E2级的胶合板、人造板及其制品的甲醛释放量检测。

该板材甲醛检测系统采用与质检、商检机构同样的执行标准、检测方法和仪器规格，专业为广大板材、家具生产企业，第三方检测机构，质检商检单位提供“一站式服务”的板材甲醛实验室筹建解决方案。

- 1、甲醛检测仪：分光光度计；
- 2、制样设备：穿孔萃取仪（圆底烧瓶、穿孔器、萃取管、冷凝管、交换接管、防虹吸球、三角烧瓶等7件套，不锈钢固定支架）、套式恒温器（恒温加热套）、水槽（恒温水浴锅）、空气对流干燥箱（烘箱）电子分析天平等；
- 3、配套玻璃仪器：干燥器、烧杯、量筒、容量瓶、移液管等；
- 4、配套药品试剂：甲醛标准溶液、乙酰丙酮、乙酸氨、等；
- 5、数据处理软件：含（穿孔萃取法）甲醛标准曲线，只需输入个别数据，即可自动计算出甲醛含量；