

试剂冰箱试剂柜

产品名称	试剂冰箱试剂柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

实验室冰箱初次使用时的注意事项:

- 1、检查安放位置是否符合要求。
- 2、对照装箱单，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查。
- 3、检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220V、50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242V之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会烧毁压缩机。
- 4、请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。

5、检查无误后，冰箱静置数小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与的修理人员咨询。

6、实验室冰箱在存放物品前，先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入物品，存放的物品不能过多，尽量避免冰箱长时间满负荷工作。

试剂冰箱试剂存放公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联试剂冰箱试剂存放由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

北京福意联有限公司的工作作风，勇敢创业、执着守业，得以迅速发展。创业至今的福意联，从未停下脚步，为人民健康事业做一些贡献是我们前行的动力和不懈的追求！不断地积累，已经拥有十分广泛的经销商合作伙伴。他们本着诚实、守信的原则，努力的和我们建立了和谐、并进、长期共赢的合作关系。在医疗市场也打拼多年，也已形成了团队、日臻完善的运作模式、不断壮大的客户基础，让我们在医疗这个朝阳行业得以立足、发展、！作为医疗行业的设备经销商，我们将一如既往地努力，为市场提供的技术和服 务，与客户荣辱与共。

福意联公司自成立以来坚决以精美的试剂冰箱试剂存放产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。可调，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定，*门锁设计，防止任意开启。（具体信息请根据机型选择）它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动。

试剂冰箱试剂存放推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480x490x845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

试剂冰箱试剂存放特点: 产品性能: 门框双锁控制, 自动报警功能, 物品存放更*。微电脑控制温度数字显示, 可调整温度恒定在4 -38 , 2——48 , 0——100 等等波动范围小。清度电脑温度控制系统: 箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器, 可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能, -10——35 环境温度状况下, 仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度波动范围小。设计: 采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构, 合理设计风道及风量, 箱内温度稳定均匀。稳定性: 采用微电脑控制, 温度恒定, 波动范围小。性: 控温精度达 ± 1 。*性: 超温声程报警, 按键消除。统一整机1年, 压缩机3年, 终身维护。即时响应, 提供完善的。10 ptc陶瓷复合加热技术, 加热稳定, 升温均衡。

试剂冰箱试剂存放

1.向用户提供持续、快捷的服务, 构建优异服务。

2.建立完善的服务网络, 向用户提供化、化、多元化, 产品化服务。

3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）拥有一支的技术开发团队，独立的存储仓库和物流系统，完善的，无论在公司整体实力及客户服务满意方面，均了较好的声誉和客户的信赖。公司将继续发扬“质量至上、客户靠前、尊诚重信”的精神，进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一个、销售、服务和咨询为一体的公司。门为化工、、企业、高等院校实验室及科研检测提供新恒温设备、配件及相关配套产品的信息，为广大分析工作者提供学习、参考的场。产品型号为50升、66升、88升100升、138升、150升、230升、280升、310升、430升，温度调控范围广。

相关产品：试剂冰箱试剂存放使用，试剂冰箱试剂存放， [试剂冰箱试剂存放](#)