

甘露醇恒温箱

产品名称	甘露醇恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

甘露醇恒温箱(甘露醇溶解恒温箱，甘露醇注射液恒温箱，甘露醇恒温箱现货)由福意联生产。该产品主要用于甘露醇的加温及恒温溶解，北京福意联有限公司简成主张在顾客、员工与合作者之间结成利益共同体。认真负责和管理有效的员工是简成大的财富。尊重知识、尊重个性、集体奋斗和不迁就有功的员工，是我们事业可持续成长的内在要求。我们的目标是给客户提供可以信赖的产品和服务。我们的追求是在领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为行业企业。

因产品众多，了解详情，请来电咨询，感谢您的支持

咨询：

传真：0

商务员：何经理

甘露醇恒温箱技术参数：

FYL-YS-151L\281L\431L技术参数

--	--

【温度范围】0-100℃，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×637mm

【有效容积】150L

【重量】64kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

【产品型号】FYL-YS-281L

【噪音】46dB(a)

2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内部物品。

3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。

【功率】160W

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高

【有效容积】280L

性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空

气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，

降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可

【重量】99kg

达到设置温度要求、温度度高。

【产品型号】FYL-YS-4311L

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

【噪音】48dB(a)

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直

【功率】200W

接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳

表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm。

【有效容积】 430L

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

【重量】 129kg

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

【产品型号】 FYL-YS-151L

【甘露醇恒温箱】应用

甘露醇恒温箱承诺:

【产品形式】 立式

在医疗行业主要用于甘露醇的恒温加温机恒温溶解

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务

【噪音】 42dB(a)

2. 设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控

3. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

相关产品：[甘露醇溶解恒温箱](#)，[甘露醇注射液恒温箱](#)，[甘露醇恒温箱现货](#)