

精子显微分析仪(图)

产品名称	精子显微分析仪(图)
公司名称	镇江安琪精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市京口区桃花山庄34幢东306号（注册地址）
联系电话	86 0511 88810494 13951286299

产品详情

电脑精子分析仪采用现代计算机技术和图像处理技术，对精子血球的动静态特征进行全面的量化分析。特别是用于临床精液检验，能够极大提高临床检验水平，广泛应用于泌尿科，男性科以及计划生育、优生优育研究等。在某些专业领域，如生物研究所濒危动物稀有动物研究所、畜牧研究部门及人工授精站等也有广泛的应用价值

系统特点；

（1）系统设计中充分考虑了基层临床的实际需要，性能稳定，人机界面友好，操作直观明快，使用者不须专门培训，即可掌握操作方法。

（2）彻底改变人工检测无量化标准，随意性大的缺点，使普通检验人员能轻松掌握过去须丰富经验的检验技术，极大的减轻了工作人员的劳动强度。

（3）全面直观的数据图像检测分析，检测数据多，分析全面，可检测34项精液指标，三种速度分布统计图。

（4）可操作性强，同屏显示计数功能，即时显示检测数据。

（5）直观清晰美观的打印报告，

（6）提供数据库功能，检验结果保存在硬盘中，可以进行多样查询、修改、统计和

打印功能

（7）扩充能力强，通过简单的阈值设置即可应用于血球、大肠杆菌等微生物特征行业的使用。

自动检验项目：

- (1) 曲线运动，平均曲线运动的速度、曲线运动精子总数，曲线运动活率；
- (2) 直线运动，平均直线运动的速度、直线运动精子总数，直线运动活率；
- (3) 平均路径运动，平均路径运动的速度、路径运动精子总数，路径运动活率；
- (4) 精子运动速度分级统计，a级快速向前活率，b级慢速前向活率，c级非前向运动率，d级极慢或不动率。
- (5) 精子密度
- (6) 精子侧摆幅值
- (7) 精子摆动性
- (8) 精子鞭打频率
- (9) 线速度
- (10) 精子平均移动角度
- (11) 直线运动精子数
- (12) 直线运动率
- (13) 精子总数