

医院用腹透液恒温箱

产品名称	医院用腹透液恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74424.00/台
规格参数	厂家:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医院用腹透液恒温箱公司说明-

用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。有效降低术中低体温症的发生率，减少术后寒战、切口感染率和心血管并发症、凝血功能异常、麻醉苏醒延迟等给患者的手术安全带来不利影响。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医院用腹透液恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医院用腹透液恒温箱公司说明：

北京福意电器有限公司创办于1999年，是从事恒温冷藏保存设备产品开发、生产、和应用的企业。公司的产品广泛应用于：医药、化工、科学、化工，，实验室，检测等单位部门，主要产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。

医院用腹透液恒温箱产品参数：

-----产品型号
容积大小 温度范围
外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

-----型号:FYL-YS-828L 828L
温度:2-48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2-48
外型尺寸:1267*680*2105mm -----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
外型尺寸:595*675*1795mm-----

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医院用腹透液恒温箱售后：

- 1、产量问题，在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的，福意联负责无条件免费退换货；
- 2、本产品优良联保，享受三包售后，压缩机质保三年，整机质保一年，产品终身维护。
- 3、质保期内如有产量问题，免费维修；质保期外长期提供优良，不收维修费，只酌情收取基本配件费及相关费用；
- 4、所有产品售后问题，请直接咨询我司，我司售后售后团队会在24小时内响应处理。

医院用腹透液恒温箱相关-低体温对机体的影响 1寒战的发生率增加 人体体温调节系统通常保持体温接近37℃，患者体温约降低1℃，就会出现寒战，在全麻恢复过程中，没有进行有效复温的患者，寒战发生率约40%，寒战引起的肌肉增加使耗氧量增加486%，机体耗氧增加心血管系统供血需求亦会增加，易使-病患者出现心律失常、心肌缺血。
2对心血管的影响 轻度低温时交感神经兴奋，心率加快，心肌收缩力增强，心输出量增加，外周血管收缩。外周阻力增加和黏稠度升高，会增加-做功，可能导致心肌缺血和心律失常。
3对神经系统的影响 低温对神经系统的影响极其明显，体温每下降1℃，脑血流量减少6%~7%，出现意识障碍、判断力损害和模糊。

勤发发