

多用途恒温箱FYL-YS-150L 2-48 恒温箱

产品名称	多用途恒温箱FYL-YS-150L 2-48 恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	742338.00/台
规格参数	厂家:福意联恒温箱 容积:50-1028升 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

多用途恒温箱FYL-YS-150L 2-48 恒温箱公司说明：

北京福意电器有限公司，是冷藏，恒温，低温，冷藏运输等设备、与的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。

多用途恒温箱FYL-YS-150L 2-48 恒温箱用途：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物冰箱医疗、医院、药房、疾控、实验室、科研院校、监测等部门；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

多用途恒温箱FYL-YS-150L 2-48 恒温箱参数：

多用途恒温箱FYL-YS-150L 2-48 恒温箱介绍：

微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度； 独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发qi，将的控制器、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷； 聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗； 功率小、节能省电，节能；风冷、压缩机

、制冷速度快； 超大容量，人性化设计的储物架，物品分隔分类方便拾取； 温度控制更优良
温度宽泛在2-8度之间，可任意设定需要的数值，温差；

多种型号可供选择：FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L。

多用途恒温箱FYL-YS-150L 2-48 恒温箱使用注意事项：为了促进各国临床试验规范化的发展，1996年在日本召开的ICH会议制订出了优良个ICH文件，这个文件不仅将美国、欧洲和日本的法规结合在一起，也将北欧、澳大利亚、加拿大和卫生组织的规范包含在内。ICH文件是全球性的临床试验指导原则。在规范化法规的指导下，临床试验既保护了受试者的安全，又科学地证明了新药的有效性。1998年3月2日，中华人民共和国《药品临床试验管理规范》(试行)，于1999年9月1日正式实施。又于2003年9月1日重新颁布并改名为《药物临床试验质量管理规范》。我国药品临床试验管理规范的制定，也参照了WHO(卫生组织)和ICH的临床试验指导原则，其中各项要求基本实现与接轨。这一规范的颁布，必将促进我国药品临床试验尽快达到水平，推动我国的新药尽快走向。1. 新药临床研究必须由食品药品监督管理局(简称CFDA) 审查批准。2. 必须在食品药品监督管理局认可的“药物临床试验机构”进行。3. 必须由有资格的医学专家主持该项临床试验。4. 必须经优良伦理委员会的审查批准，确认该项研究符合伦理原则，并对临床试验全过程进行监督以及确保受试者的合法权益。5. 所有患者参加新药临床研究前，都有充分的知情权，并签署知情同意书。6. 抗肿瘤药物的临床研究，通常选择经常规标准治疗无效的患者。7. 进行临床研究的新药应免费提供给受试者。

勤发发