

# 恒温冷藏设备FYL-YS-1028L 2-48 恒温箱

产品名称	恒温冷藏设备FYL-YS-1028L 2-48 恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	609086.00/台
规格参数	厂家:福意联恒温箱 容积:50-1028升 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

恒温冷藏设备FYL-YS-1028L 2-48 恒温箱公司说明：

北京福意电器有限公司以满足客户需求为己任，凭借坚实雄厚的力量，认真严谨的科研态度，稳健的发展战略，成功打造出一支高质优良的科研团队。从咨询到培训，从产品到不断改进，我们的专家和为客户提供优良的售前售后售后和强大的优良。经过十多年的发展，“福意联”已成为知名，在吸收国内外的基础上，我们不断推陈出新，与时俱进，开发了具有大展特色的产品，在激烈的市场竞争中始终立于不败之地。

恒温冷藏设备FYL-YS-1028L 2-48 恒温箱用途：福意联拥有恒温系列（2-8℃，4-38℃，2-48℃，0-100℃，-20℃）等各温度段的系列产品，产品有制冷加热双系统，有强制的循环风机，确保箱体内部温度均稳定，保证物品的安全存放。产品容量大小有50L/62L/88L/100L/138L/150L/230L/280L/310L/430L/828L/1028L容积大小。

恒温冷藏设备FYL-YS-1028L 2-48 恒温箱参数：

恒温冷藏设备FYL-YS-1028L 2-48 恒温箱介绍：

- 1.优良微电脑控制，风冷系统，确保箱内温度恒定在2℃~8℃范围内；
- 2.高低温报警、传感器故障报警；
- 3.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；
- 4.宽电压带，适合电压不稳定地区；
- 5.适合环境温度10℃-32℃，湿度60%以下地区使用
- 6.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。
- 7.内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料，应对各种使用环境
- 8.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。
- 9.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和；内壁为优良不锈钢。

多种型号可供选择：FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L。

恒温冷藏设备FYL-YS-1028L 2-48 恒温箱使用注意事项：临床试验分为 、 、 、 期。 期临床试验初步的临床药理学及人体安全性评价试验。观察人体对于新药的耐受程度和药物代谢动力学，为制定给药方案提供依据。病例数：20-30例 期临床试验治疗作用初步评价阶段。初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也包括为 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。病例数：100例 期临床试验治疗作用确证阶段。进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，终为药物注册申请的审查提供充分的依据。病例数：300例 期临床试验结束可申请新药 期临床试验新药上市后由申请人进行的应用研究阶段。其目的是考察在广泛使用条件下的药物的疗效和不良反应、评价在普通或者特殊人群中使用的利益与风险关系以及改进给药剂量等。病例数：2000例生物冰箱等效性试验用生物冰箱利用度研究的方法，以药代动力学参数为指标，比较同一种药物的相同或者不同剂型的制剂，在相同的试验条件下，其活性成分吸收程度和速度有无统计学差异的人体试验。病例数:18-24例

勤发发