

生物样本灭活恒温仪

产品名称	生物样本灭活恒温仪
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联恒温箱 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

生物样本灭活恒温仪

生物样本灭活恒温仪系列参数福意联常用系列型号: 因产品众多, 不能一一展示, 详情可, 谢谢您的!
福意联系列产品: 恒温箱, 冷藏箱, 低温冰箱, 车载冰箱, 高低温设备2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

注意事项:1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。2、次使用(长时间未使用情况下)本机必须工作2小时后方能作检测, 以免次使用数值不准确。3、由于某些原因断电或停电, 应立即关掉电源开关, 若需重新启动, 必须间隔30分钟以上方能开机, 以免急速开机烧毁压缩机。4、在搬运时严禁将仪器倾斜45°以上。5、电压不稳定时, 需用稳压器调节: 220V 50H 215A6、本仪器只可用于试验室化验用, 不可做普通冰柜使用, 否则不予保修。7、严禁在不使用时长时间运行。8、本仪器经长途运输或搬运, 需静置2小时以后方能使用。9、本仪器操作时必需按照说明操作, 否则出现任何情况与本厂无关。