

便携式车载样品保存箱

产品名称	便携式车载样品保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	568028.00/台
规格参数	温度:2-8 /-20 容积:18-228L 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

便携式车载样品保存箱福意联公司-

北京福意电器有限公司致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供优良的设备和完善的售后，满足医院、实验室、工业、农业等生物冰箱科技实验需求。产品标准化、系列化、多样化，畅销优良各地与国外，深受用户赞扬并多次获得质量信得过明星企业称号。产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。

便携式车载样品保存箱产品说明：

1、医疗：不仅可用于，xueqing，，，生物冰箱试剂，特殊药品的冷藏及运输；也可适用于防疫站，卫生所，疾控，畜牧等药品配送及周转。2、：环境检验，实验室检测，水利，地质等外出采样携带冷藏；3、运输：长途运输的食品、药物、、采样、；

便携式车载样品保存箱参数：

便携式车载样品保存箱介绍：

采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，自由设置温度，温度可调范围10 ~ -25 。

医疗用冷藏运输箱直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂

高密度无氟绝热层，保温效果良好

合理的蒸发冷凝系统设计，确保-的制冷效果

无噪音、无污染，，节能轻便，使用寿命长,体积小巧

检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测

【产品型号】 FYL-YS-178L 【容 积】 178L 【温度范围】 -19~10 【额定电压】 DC12-24V
【额定功率】 75W 【外形尺寸】 965 × 520 × 855mm 【商品重量】 39kg 【制冷剂用量】 R134a

【功能特点】 采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围 -19 ~ 10 ；*
选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；* 高密度无氟绝热层，保温效果良好；*
采用优良蒸发，实现优良制冷效果；*
本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；*
停断电保温测试均达到规定的各项指标；* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；*
室内使用：接室内220V交流电源；

【产品配置清单】 1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、车载电源线一根

便携式车载样品保存箱售后：

一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或证书。三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题我方将严格按照“三包”政策执行。

便携式车载样品保存箱相关：1.使用前请阅读说明书后再操作。2.在使用冰箱储存物品时，请在使用前检查冰箱的制冷能力是否符合所需存放物品的存放条件。3.冰箱设有内置容器蓝，取物方便，便于清洗，储存物品不会出现与内箱体冻结现象，冰箱内盖可拆卸，方便使用。4.再打开包装时李曼有配置的容器蓝，电源线，提手，说明书，合格证，保修卡。5.请将产品放置于干燥场所，并要注意防雨水。6.请不要将电路装置直接与发热体：电炉，热水等靠近，同时也要避免其直接暴晒在猛烈的阳光下。7.在安装使用冰箱时候，要保证冷凝器上释放的热量可以得到有效的释放；冰箱与周围物体应保持10cm以上距离8.冰箱在流动场合使用应用/带固定9.冰箱可直接接12v或者24v直流电源；在接电之前，请检查供电电压是否符合产品的运行电压要求