

智能足浴盆PSE认证|智能足浴盆日本认证|足浴盆认证流程|足浴盆测试项目

产品名称	智能足浴盆PSE认证 智能足浴盆日本认证 足浴盆认证流程 足浴盆测试项目
公司名称	广州致嘉检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	番禺区东环街蔡二工业区二街8号207
联系电话	18028062886

产品详情

智能足浴盆 [PSE认证](#)

该如何办理?产品想要出口日本必须要办理PSE认证。智能足浴盆是一种以电动滚轮技术为核心，实现多角度立体ANMO，将ANMO器与足浴盆合二为一的足浴盆。同时率先运用水电分离双绝缘加热技术，无感应

电，并采

用防漏电开关与可

恢复性保险系统双重保护，确保用电安全。有产品出口日本需要办[理PSE认证](#)可以联系环测威检测。

PSE认证简介

[PSE认证](#)

是日本强制性安全认证，用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法 (DENAN Law) 或国际IEC标准的安全标准测试。日本的DENTORL法(电器装置和材料控制法)规定，456种产品进入日本市场必须通过安全认证。其中，116种A类产品应取得菱形的PSE标志，340种B类产品应取得圆形PSE标志。

圆形与菱形的区别:

凡属于菱形PSE目录内的产品，进入日本市场，必须通过日本经济产业省授权的第三方检测机构检测，取得检测合格证书。而属于圆形PSE目录内的产品，进入日本市场，须委托第三方检测机构进行测试，取得合格证书，确认符合日本电气用品技术基准。

PSE认证申请流程:

一步:申请Application

第二步:报价Quotation

第三步:付款Pay

第四步:测试Testing

第五步:测试通过,报告完成

第六步:项目完成,颁发PSE证书

PSE认证需要准备的资料：

1.申请递交资料：营业执照，申请表;

2.测试准备资料：

1)CB 报告(含日本的差异性测试)

2)线路图(Layout);

3)与安规相关的PCB设计图，

4)变压器及线圈类零件的规格书，

5)关键元器件清单及其证书，

6)日文使用手册或组装手册;

7)日文铭牌与警告标志(含PSE标志及通报供货商名称的)，

8)结构数据表，

9)工厂生产所用一起清单和校准证书等。

3.测试提供样品：主检型号至少两台，派生型号各一台 PSE认证周期 4-6周(资料齐全、样品不需整改的情况下);

PSE认证周期:

PSE圆形 周期2周左右。

PSE菱形 先测试发报告，进行审厂拿证(五年审一次)周期4周左右。