

德国 WTW 氧气分析仪 OxiTop-IDS

产品名称	德国 WTW 氧气分析仪 OxiTop-IDS
公司名称	久睦科仪（山东）贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:OxiTop-IDS 产地:德国
公司地址	山东省东营市东营区东三路171号东营好宜家小商品城创业园2680、2681室（注册地址）
联系电话	15666961736

产品详情

产品介绍

新的OxiTop-IDS测量头涵盖了令人难以置信的广泛的呼吸降解测试。其中包括简单的BOD（生化需氧量）测量，用于自我检查，以及根据OECD的降解测试，土壤呼吸测试和厌氧过程的测量，例如沼气生产，以及其他长达180天的测试。测量头通过蓝牙 LE连接由Multi 3620 IDS和Multi 3630 IDS便携式仪表操作，从而成为IDS（智能数字传感器）家族的一员。数据传输是通过USB接口进行的。OxiTop-IDS可视为OxiTop-C的后续产品，但提供了更现代化的用户界面和更高的性能。然而，现在基本的BOD测量可以在没有外部控制单元的情况下进行。操作状态由图形显示器和小型彩色LED灯显示。鲜艳的橙色标志着IDS系统内的无线通信能力。OxiTop-IDS/B测量头的下壳为宇宙灰色，配有防腐蚀传感器，提高了沼气应用的测量范围。这些测试头有成熟的、可直接使用的套装，包括样品瓶、搅拌平台和附件。现有的附件、瓶子、容器和适配器与新的测头完全兼容。

技术参数 OxiTop-i OxiTop-IDS带Multi 3620/3630 IDS控制器 应用 BOD 常规

BOD常规、标准、BOD专用，呼吸/稀释，土壤呼吸，生物降解性，沼气测定 BOD 测量范围 0 ~ 4000 mg/l
0 ~ 400000 mg/l 测量数值存储 1 ~ 7天 1 ~ 7天，0.5小时 ~ 180天 压力模式 —500 ~ 1350 hPa（OxiTop-IDS/B测量头为1500 hPa）样品体积 固定 固定和可定义 BOD分析完整套装的部件组成 OxiTop-i OxiTop-IDS
配件 IS 6/ IS 12 Set 6/12 B6 / B6M / B6M 2.5 A6/A12 AN6/AN12 带测量头的容器 510ml棕色瓶，带橡胶套管
510ml棕色瓶，带橡胶套管 500ml /1.0l /2.5l 带AD/SK适配器 1000ml / 250ml 带AD/SK适配器 1000ml/250ml 数量 6 /
12 6 / 12 6 / 6 / 6 6 / 12 6 / 12 测量头 OxiTop-i OxiTop-IDS OxiTop-IDS OxiTop-IDS OxiTop-IDS 搅拌底座 IS 6/IS 12 IS
6/IS 12 — IS 6-Var/IS 12 IS 6-Var/IS 12 IDS 多参数仪器，包括IDSM WLM-M模块、软件、电缆 — 除OxiTop-IDS set
6/12可独立操作外，其他仪器需单独订购配套使用的控制器Multi 3620 IDS Set WL / Multi 3630 IDS SET WL
CO2吸收剂 硝化抑制剂 — 溢流测量瓶 164/432 ml 164/432 ml — — — 搅拌子 6/12 6/12
— 6/12 6/12 搅拌子移除器 — 应用 常规BOD测量 常规BOD测量 生物降解性 土壤呼吸 B6：低活性
B6M：中高活性 B6M2.5：AT4方法 生物降解性 呼吸速率 沼气测定 AN6：产气能力强
沼气测定 AN12：产气能力弱

