

食品级医用硅胶 环保无毒透明硅胶

产品名称	食品级医用硅胶 环保无毒透明硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

食品级医用硅胶 环保无毒透明硅胶产品介绍：

食品级医用硅胶 环保无毒透明硅胶也叫做加成型硅胶，本品为无色或皮肤色油状液体，硫化后成为柔软的弹性材料，用于各种部位医学教学模型的制作，各种医用管材、还可用作电子、电器元件的灌封材料。

食品级医用硅胶 环保无毒透明硅胶常规参数：

型号	颜色	粘度 (mPa·s)	邵氏A度	硬度 (Mpa)	拉伸强度 (kN/m)	撕裂强度 (kN/m)	伸长率 (%)	混合比 例A:B	操作时间 (min)	固化时间 (min)
E620	半透	4000	20 ± 2	6.5	28 ± 2	400	1:1	30	240	240

食品级医用硅胶 环保无毒透明硅胶操作方法:

- 1、混合：准确称取硅胶A与B、按比例1:1重量，经手工或者机器搅拌混合均匀。
- 2、真空排泡：A、B组份混合搅拌均匀后，胶在灌模前应进行抽真空排气泡。少量运用时可在真空干燥器内进行，在真空-0.08MPa下，胶料体积可增大4—5倍（发泡），因此，脱气的容器体积应比胶体积大4—5倍，几分钟后胶体积恢复正常，当表面没有气泡逸出时（约10分钟）即结束。

3、表面处理：硅胶要接触的模具表面或灌封的材料表面可用洗洁精水或凡士林等作为脱模剂。

4、固化条件：混合脱气后的硅胶置于 $120 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 烘箱30分钟固化， $60-70^{\circ}\text{C}$ 的1-2小时固化，室温固化时间为6-7Hr，固化的温度和时间可根据实际操作条件而定。

食品级医用硅胶 环保无毒透明硅胶包装及售后服务：

铁桶包装：A组分20、200KG/桶；B组分20、200KG/桶

本产品为非危险品，可按一般化工用品运输；密封贮存，置于阴凉处（湿度40-65%），防止雨淋、日光曝晒。

售后：我司郑重承诺，在三个月内，如有客户因质量问题，本公司负责包退、包换，并且服务跟踪到户，现场为客户做产品演示。