

# 胸垫硅胶 隐形内衣原材料硅胶

产品名称	胸垫硅胶 隐形内衣原材料硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR 产地:深圳龙岗
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

胸垫硅胶 隐形内衣原材料硅胶是否有毒：

人体硅胶是否有毒，对人体有没有伤害，我们先来分析下有机硅材料，硅是一种化学元素，也是地壳中含量丰盛的元素。它的化合物正常都构成沙子、岩层和玻璃。有机硅被认为是适合的植入人体的材料，所有的人类身体里都有一些有机硅。有机硅被广泛地应用于医疗器械、药学、食品等X域。

胸垫硅胶 隐形内衣原材料硅胶介绍：

胸垫硅胶 隐形内衣原材料硅胶是一款超柔软、自带低粘性的双组份透明硅凝胶材料。硅凝胶本身给人的视觉感觉是像果冻一样，透明柔软Q弹，所以又称之为果冻胶。硅凝胶具有X良的电性能和化学稳定性，所以很适合拿来做法隐形内衣硅胶、胸贴、胸垫、鞋垫、防滑垫等。对人体肌肤无腐蚀性。

胸垫硅胶 隐形内衣原材料硅胶使用方法：

1. 混合前，X先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
2. 混合时，应遵守A组分：B组分 = 1：1的重量比。
3. HY 9400使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中，在0.08MPa下脱泡5分钟，即可灌注使用。
4. 应在固化前后技术参数表中给出的温度之上，保持相应的固化时间，如果应用厚度较厚，固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80~100 下固化20分钟，室温条件下一般需8小时左右固化。
5. 以下物质可能会阻碍本产品的固化，或发生未固化现象，所以，在进行简易实验验证后应用，必要

时，需要清洗应用部位。

胸垫硅胶 隐形内衣原材料硅胶注意事项：

由于人体硅胶是加成型硅胶，所以不要和任何其他缩合型硅胶相接触，否则会引起固化剂中毒，造成硅胶不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化，使用时不能混入或接触这些物质。

取A、B剂的工具要区分开来或使用前擦试干净，避免两者混合造成局部结块而不能正常使用。

A、B组份混全均匀后，72小时内必须用完