

鼻腔吸痰口鼻插管基础护理模型模拟人QY-NS127

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 鼻腔吸痰口鼻插管基础护理模型模拟人QY-NS127 |
| 公司名称 | 上海求育科教设备有限公司 |
| 价格 | 8700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海求育 型号:QY-NS127 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区江桥镇 |
| 联系电话 | 021-69918115 15021281975 |

产品详情

模型是集鼻腔吸痰及护理与一体的整体护理人，身高170cm，双眼可眨动，关节灵活，可调节成仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。

模型具有以下特点：1. 解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到真实大小的肋骨，可以在床上擦浴及更衣。

2. 扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法。

3. 轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。

4. 瞳孔观察示教：散大的瞳孔，正常的瞳孔。

5. 外耳道冲洗。

6. 经口、鼻腔插入吸引管技术练习

7. 吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰，清除患者呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅。

8. 吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引；

9. 模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。

10. 肌内注射：

*左右上臂、臀部、股外侧部有肌肉注射块，左臂有可旋转的肌内注射环；

*可注入真实药液

*肌肉注射块可取下清洗，更换方便；

11. 右手臂静脉注射：

*正确穿刺时落空感明显并回血产生；

*同一部位可经受上百次反复穿刺且不渗漏；

*静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用；

12. 造瘘口护理：胃造瘘口、膀胱造瘘口、结肠造瘘口、回肠造瘘口，进行冲洗练习。

13. 男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗：

14. 模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑；

15. 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18-20cm）

16. 女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3-5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等；

17. 导尿术成功后可导出模拟尿液；

18. 褥疮护理：具有褥疮的两个临床分期：淤血红润期、溃疡期。

19. 可实现灌肠操作