

# 核酸检测污水处理器材

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 核酸检测污水处理器材         |
| 公司名称 | 潍坊龙裕环保科技有限公司       |
| 价格   | 9800.00/套          |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号 |
| 联系电话 | 15006620018        |

## 产品详情

### 核酸检测污水处理器材

- 1、安装设备前，\*先应熟悉设备结构，根据我公司安装指导进行安装，要按厂家要求核实好基础（若有）、设备进、出水管口方位及各附件的对接位置。
- 2、先打开包装箱，把设备移出箱体，再进行现场就位安装，没有包装的设备，可直接就位进行安装。
- 3、按产品机柜标示的进水口、出水口、取样口对设备进行管道、管件的安装。
- 4、本设备配备分离式直插电源线。用户只需将电源线一端接到设备电源接口，另一端接\*交流电源，即可完成设备上电操作。
- 5、本设备配套遥控器已经与设备中控系统配对衔接，用户无需自行设置即可无障碍使用。
- 6、如排水管道低于进水管，应通过管道调节或降低设备高度后连接，确保接口连接严密

根据《医疗机构水污染物排放标准》，医疗门诊污水排放应达到以下标准：

- 1、连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
- 2、总大肠菌群数每升不得大于500个。
- 3、总余氯量为4-5mg/L小型医疗诊所污水处理设备使用说明。

#### 4、污水与氯接触时间不少于1小时。

一体机由过滤单元，生化反应单元，MBR膜单元，消毒单元等组成，采用地上或地埋两大布置形式，地上包括厌氧调节池、膜反应池和设备操作间，地埋包括清水池、污水调节池和污泥池，地上箱体的内腔里用隔板和另一个隔板分隔出厌氧调节池，膜反应池和设备操作间，所述的厌氧调节池里固定有半软性浮挂填料装置，半软性浮挂填料装置是由多根填料管纵向排列，在进水口处安装有布水器，所述的膜反应池的中间固定有MBR膜装置，MBR膜装置的下方装有混合曝气装置，MBR膜装置上引出一根产水管与产水自吸泵接通，设备操作间里装有电控瓶和药罐，药罐与有反冲洗自吸泵接通，反冲洗管一端与产水管接通，另一端通过管路与自吸泵连接，出水管一端与MBR膜装置出水口相连通，中间有自吸泵，压力表、流量计、PVC管及附件链接而成，另一端与地埋的清水池连接。

埋的污水池上设置有污水进水口，反冲洗管一端与出水管连通，中间通过反冲洗自吸泵、压力表、流量计、PVC管及附件连接，箱盖上设置有观察口，走台设置在设备的正前方，爬梯设置在设备的正前方与走台相连，爬梯的进口刚好在设备操作间门的旁边，机架上面有一个出水口，下面有曝气管。