

## 小型霉菌培养箱

产品名称	小型霉菌培养箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-828L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

福意联企业高度重视科技投入和资源的优化配置，使企业的规模不断扩大，技术不断创新，质量不断提高；福意联自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，抱着“创福受众、福祉传播、立信百年”的理念，以“心正、身正、路正”的标准严格要求自己，时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”，立足广大用户，面向，以质量求发展，以信誉占市场。愿与社会各界竭诚合作，携手共进！

全部型号参数型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L  
温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L  
温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 型号：FYL-YS-50LL  
温度：-12~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12~-10  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E  
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5  
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10  
外型尺寸：550×560×850mm

冲洗用液体(玻璃瓶装的500 mL生理盐水, NON-PVC袋装的500 mL复方化钠, NON-PVC袋装的1000 mL生理盐水)分别放置设定温度在37~-41 的恒温箱内, 测量放置1 h-8 h的实际液体温度.[结果]医用恒温箱设定温度与液体实际温度有差距, 但随着放置时间的增加, 两者之间的温度差减小.[结论]医用恒温箱设定温度在40 , 加温液体放置1 h即可达到37 左右, 用于临床手术中安全.

菌种保存管主要由保存液、保存管和小瓷珠三部分组成, 它是一种实验室保存菌种的容器, 用于菌种的保存或者转移, 一般菌种保存管内有25颗小瓷珠用于细菌的吸附和保存。使用过程中, 将细菌桌面在保存管内, 放置于-20 或-80 环境中可长期保存。(-20 可保存一年, -80 可保存两年)

主要用于医院、手术室、门诊、急救中心、放射科, 内科, 血库等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如: 透析液 甘露醇, 冲洗液 生理盐水等。

售后服务承诺: 1. 售后服务技术有了严谨的售后服务体系、严格的售后服务制度、积极的售后服务响应模式, 同时各个售后服务响应中心职责明确的前提下, 如何将售后服务工作落到实处, 就必须有以下具体的售后服务措施作保障, 并将措施具体实施。2. 响应服务模式可以根据具体项目的实际情况, 为用户提供优质的7×24热线响应服务模式。7×24热线响应服务模式, 用户可以通过不同方式向用户服务响应中心提出服务申报。如: 通过致电、传真、信函、来访。用户服务中心由人值守, 在下班后转接至寻呼和, 由用户中心值班人员佩戴。针对本投标项目的售后服务响应模式, 我们目前提供5×8热线响应服务模式, 我们将根据用户的要求将5×8热线响应服务模式延长至7×24热线响应服务模式。

勤发发