

## 溶解结晶甘露醇的加温箱

产品名称	溶解结晶甘露醇的加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

溶解结晶甘露醇的加温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联溶解结晶甘露醇的加温箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

北京福意联有限公司是一间性的恒温、冷藏设备有限公司。设备涉及医疗行业、实验仪器、食品检测、生化分析、质量检测、化学试剂、玻璃仪器等；品种达上万种、覆盖面广、品种齐全。价格便宜公司业务涉及各科研。大中院校。质检、医疗检验、、制药、食品、化妆品。石油、化工、橡胶、塑料、水处理、生物制品等各大行业。广泛应用于临床，其在低温环境下容易结晶，如不完全溶解使用会对患者的身体特别是恒温箱功能造成伤害，即使完全溶解后因保存不当也易再次结晶，乃至引起医患纠纷，同时给临床护理工作带来不便。福意联注射液恒温保存柜，可用于已经结晶在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生。

福意联公司自成立以来坚决以精美的溶解结晶甘露醇的加温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-10℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8℃/20℃/25℃/30℃ 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48℃，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品\*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

甘露醇是一种己六醇，熔点166摄氏度，在常温下可形成白色针状结晶，结晶后的甘醇使用前必须加热融化，甘露醇加入后必须知道常温使用，加热后的甘露醇不影响疗效，但要注意温度不要太高，特别是塑料瓶装的。

通常加热方法有，一五十摄氏度左右的水浴加热。

二放到福意联加热器加热。

三用福意联加温箱加热。

四用福意联恒温箱加热。

五用福意联恒温柜加热，甘露醇的溶解常温下受温度影响很明显，出现结晶现象很普通，只要是在保质期内都可以上述方法加热溶解然后继续使用。

小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

#### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

#### 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480x490x845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

溶解结晶甘露醇的加温箱特点：温度控制：微电脑控温技术，液晶数字显示，控温。温感探头，自动显示箱体内部温度温控系统：陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好。采用新型全压缩机，循环风机，充分保整机性能3,稳定运行：采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀。制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角4,\*设计低温报警，温感故障报警等，保护物品\*\*门锁，无霜设计，宽电压带等人性化设计产品性能：采用国内创圆弧设计，外箱体采用优异钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。内胆采用医用PP,半圆弧形的四角易于清洁\*处理。采用间接制冷及加热和速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。

#### 溶解结晶甘露醇的加温箱

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、。售前，为客户做好分离设备

的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

卫健委和中将在各级各类医疗卫生，特别是基层医疗卫生，开展全行业“厕革命”。按照“数量充足、方便可及、干净整洁、管护有序”的要求，加大资源投入，规范日常卫生保洁管理，改善医疗卫生厕环境，对设施陈旧、装修简陋、功能缺失的厕进行提升改造。新改建厕要达到环境清洁卫生、无明显异味等要求，提升群众看病就医体验。预计到今年底，各级各类医疗卫生的厕将全面达到干净、卫生和整洁。到2020年底，卫生厕基本实现全覆盖，并建立较完善的长效管理机制。