

上海普陀婴幼儿奶嘴检测 婴幼儿食品检验报告

产品名称	上海普陀婴幼儿奶嘴检测 婴幼儿食品检验报告
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

哪怕你是纯母乳喂养的忠实拥趸，也得要准备一个奶瓶和奶嘴在家里以备不时之需。对于奶嘴的相关知识你知道多少呢？什么样的婴幼儿奶嘴才是合格的奶嘴呢，还敢说你是及格的妈妈吗？奶嘴作为初生婴儿的必备用品，其安全性备受关注，那在国内生产的婴幼儿奶嘴具体有些什么检测要求和检测项目呢？下面就让量远**第三方检测**机构的专家给大家分享一些概念吧。

我们为广大消费者罗列了以下关于奶嘴的检测项目，供大家参考：

原料要求-文件审核(树脂原料及添加剂清单，附材料中文名称及其对应的CAS#)-该项目根据客人要求进行评估	天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶应符合食品安全国家标准或法规的规定。除天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶外，其他橡胶不得用于生产奶嘴。
感官要求	外观：色泽正常，无污物和毛刺等 浸泡液：不应有着色、浑浊、沉淀、异味等感官性的劣变
总迁移量 (40 , 24hrs)	蒸馏水 30mg/kg 4%乙酸浸泡液 60mg/kg 50%乙醇浸泡液 60mg/kg
高锰酸钾消耗量 - 蒸馏水 (40 , 24hrs)	10mg/kg
重金属(以铅计) - 4% 乙酸 (40 , 24hrs)	1mg/kg
锌迁移量 - 4% 乙酸 (40 , 24hrs)	5mg/kg
2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量(仅适用于天然橡胶，顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶)	0.3mg/kg
2,2,-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基对甲苯酚迁移量(仅适用于天然橡胶，顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶)	0.15mg/kg
N-亚硝酸胺和N-亚硝酸胺可生成物释放量 挥发性物质	N-亚硝酸胺 0.01mg/kg N-亚硝酸胺可生成物 0.1mg/kg 0.5mg/kg

标签标识

应符合
食品安全国家标准 **食品接触材料**
及制品通用安全要求的要求。如产品含有天然乳胶，
应标明“产品含有天然乳胶”。

在中国生产的奶嘴主要可以参考GB

4806.2-2015食品安全国家标准，近期淘宝天猫的很多婴幼儿用品商家正在面临着这些项目的专项调查。